



# Bouts OMNITIP™ - Starter ST 10 µl

PT-114-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,R3Z](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,R3Z)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Les bouts OMNITIP™ Starter ST 10 µl sont des accessoires de laboratoire de haute qualité conçus pour un pipetage de précision. Conçues dans un souci d'efficacité et de commodité, elles constituent un outil indispensable pour le travail quotidien en laboratoire.

Capacité : 10 µl Couleur : incolore Le kit contient : une boîte, 6 râteaux et 576 bouts

Application : - distribution précise d'échantillons biologiques, - pipetage précis de médicaments et de solutions médicales, - préparation et transfert de solutions chimiques, - outil indispensable pour les expériences nécessitant un dosage précis.

## Compatible avec (Additional Fee)

Poste pour calibrage de pipettes

Pipettes volumétriques automatiques