



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,R3Z](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,R3Z)

## Puntali OMNITIP™ - Starter ST 10 µl

PT-114-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

I puntali OMNITIP™ Starter ST da 10 µl sono accessori di laboratorio di alta qualità progettati per il pipettaggio di precisione. Progettati all'insegna dell'efficienza e della praticità, sono uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano in laboratorio.

Capacità: 10 µl Colore: incolore Il set include: scatola, 6 rack e 576 puntali

Applicazioni: - Dosaggio preciso di campioni biologici, - pipettaggio accurato di farmaci e soluzioni mediche, - preparazione e trasferimento di soluzioni chimiche, - uno strumento indispensabile negli esperimenti che richiedono un dosaggio preciso.

## Compatibile con (Additional Fee)

Stazione di lavoro per calibrazione pipette

Pipette automatiche a volume variabile