

## OMNITIP™ チップ - スターターセット 10μl

PT-114-0001



More information on the website mirror.radwag.com/ja/info,w1,R3Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

OMNITIP $^{\text{m}}$  スターターセット  $10\mu$ l チップは、精密なピペッティング のために設計された高品質な実験用アクセサリー です。

効率性と利便性を追求し、日常のラボ作業に欠かせないツール となっています。

容量: 10 µl カラー: 透明 セット内容: ボックス ×1, ラック ×6,チップ ×576

用途: - 生体試料の精密な分注, - 医薬品および医療用溶液の正確なピペッティング, -化学溶液の調製および移送, - 精密な投与が求められる実験に不可欠なツール

## 互換性あり (Additional Fee)

ピペット校正用ワークステーション

自動可変容量ピペット