



# Końcówki OMNITIP™ - Starter ST 10 µl

PT-114-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,R3Z](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,R3Z)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Końcówki OMNITIP™ Starter ST 10 µl to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 10 µl

Kolor: bezbarwny

Zestaw zawiera: pudełko, 6 raków i 576 końcówek

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

## **Pasuje do (Dodatkowo płatne)**

Stanowisko do kalibracji pipet

Pipety automatyczne zmiennobjętościowe