



## OMNITIP™ uçları - Starter ST 10 µl

PT-114-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,R3Z](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,R3Z)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Genel Açıklama

OMNITIP™ Starter ST 10 µl uçlar, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

Kapasite: 10 µl Renk: şeffaf Set içeriği: kutu, 6 raf ve 576 uç.

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

## İle uyumlu (Additional Fee)

Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu

Otomatik Değişken Hacimli Pipetler