



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,R7H

Prüfgewichte der E1 Klasse - Plättchenform, Satz (1 mg – 500 mg), Kunststoff-Etui

OK-502-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Gewicht	1,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel