



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,R7H

Wzorce masy klasy E1, blaszki, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe

OK-502-0003



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E1
Masa	1,11 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle