



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,RDD

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 200 g), caja de plástico

OK-202-0084



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F1
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	611,11 g
------	----------

Valor nominal	1 mg – 200 g
---------------	--------------

Número	23 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos