



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RDD

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 200 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	611,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 200 g
Ilość	23 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle