



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RDV

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|-----------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Masa | 610 g |
| Wartość nominalna | 1 – 200 g |
| Ilość | 11 szt |

Pasuje do

Pędzle