



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RDV

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie plastikowe

OK-402-0066



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	610 g
Wartość nominalna	1 – 200 g
Ilość	11 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle