



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,RDV](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,RDV)

# M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 g - 200 g), plastik kutuda

OK-402-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	610 g
Nominal değer	1 – 200 g
Quantity	11 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar