



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,RG1](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,RG1)

# **Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg – 50 g), Kunststoff-Etui**

OK-202-0082



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Technische Daten**

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	111,11 g
Nominalwert	1 mg – 50 g
Anzahl	20 St.

## **Kompatibel mit (Additional Fee)**

Multifunktionswaage WPY  
 Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
 Waagen WLY für FPVO  
 Multifunktionswaagen HY10  
 Wägeterminal PUE 5  
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Waagen WPY für FPVO  
 Waagen HY10.H für FPVO  
 Pinzetten  
 Präzisionswaage WLY  
 Pinsel

