



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,RG1

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg – 50 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0082



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	111,11 g
Nominalwert	1 mg – 50 g
Anzahl	20 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage TMX H rostfrei
 Waagen WLY für FPVO
 Multifunktionswaagen HY10
 Wägeterminal PUE 5
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Waagen WPY für FPVO
 Waagen HY10.H für FPVO
 Pinzetten
 Präzisionswaage WLY
 Pinsel

