



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,RG1

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 50 g), caja de plástico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	111,11 g
Valor nominal	1 mg – 50 g
Número	20 pieza

Trabaja con

Báscula multifuncional WPY
 Báscula multifuncional inoxidable TMX H
 Balanzas WLY para CCE
 Báscula multifuncional HY10
 Terminal de pesaje PUE 5
 Báscula multifuncional inoxidable HY10 H

Balanzas WPY para CCE
 Balanza HY10.H para CCE
 Pinzas
 Balanza de precisión WLY
 Cepillos