



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,RG1

Cylindrique, ensembles (1 mg - 50 g), boîte plastique

OK-202-0082



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 50 g
Nombre	20 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle WPY
 Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H
 Balances WLY pour CPP
 Balance multifonctionnelle HY10
 Terminal de pesage PUE 5
 Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H

Balances WPY pour CPP
 Balances HY10.H pour CPP
 Pince à épiler
 Balance de précision WLY
 Pinceaux