



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,RG1](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,RG1)

## Cylindrique, ensembles (1 mg - 50 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 50 g
Nombre	20 pièces

### Compatible avec

Balance multifonctionnelle WPY  
 Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H  
 Balances WLY pour CPP  
 Balance multifonctionnelle HY10  
 Terminal de pesage PUE 5  
 Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H

Balances WPY pour CPP  
 Balances HY10.H pour CPP  
 Pince à épiler  
 Balance de précision WLY  
 Pinceaux