



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,RG1](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,RG1)

## Cilindrico, set (1 mg - 50 g), imballaggi in plastica



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	111,11 g
Valore nominale	1 mg – 50 g
Numero	20 pcs

## Compatibile con

Bilancia multifunzione WPY  
 Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H  
 Bilance WLY per controllo CPC  
 Bilancia multifunzione HY10  
 Terminale di pesata PUE 5  
 Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H

Bilance WPY per controllo CPC  
 Bilance HY10.H per controllo CPC  
 Pinzette  
 Bilancia di precisione WLY  
 Pennelli