



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,RG1

Cilindrico, set (1 mg - 50 g), imballaggi in plastica

OK-202-0082



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	111,11 g
Valore nominale	1 mg – 50 g
Numero	20 pcs

Compatibile con (Additional Fee)

Bilancia multifunzione WPY
 Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H
 Bilance WLY per controllo CPC
 Bilancia multifunzione HY10
 Terminale di pesata PUE 5
 Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H

Bilance WPY per controllo CPC
 Bilance HY10.H per controllo CPC
 Pinzette
 Bilancia di precisione WLY
 Pennelli