



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,RG1](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,RG1)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-202-0082



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 50 g
Ilość	20 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna WPY  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
 Wagi WLY do KTP  
 Waga wielofunkcyjna HY10  
 Terminal wagowy PUE 5  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Wagi WPY do KTP  
 Wagi HY10.H do KTP  
 Pincety  
 Waga precyzyjna WLY  
 Pędzle

