



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RG1

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 50 g), opakowanie plastikowe

OK-202-0082



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 50 g
Ilość	20 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna WPY
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
 Wagi WLY do KTP
 Waga wielofunkcyjna HY10
 Terminal wagowy PUE 5
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H

Wagi WPY do KTP
 Wagi HY10.H do KTP
 Pincety
 Waga precyzyjna WLY
 Pędzle

