



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,RJ9](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,RJ9)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 100 g), opakowanie drewniane

OK-201-0062



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	210 g
Wartość nominalna	1 – 100 g
Ilość	9 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle