



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,RLK

AP2-1 Modulo di conversione analogica (struttura in plastica)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici

Dimensioni del pacco	220×190×90 mm
Peso netto	0,4 kg
Peso lordo	0,8 kg

Compatibile con

Bilancia multifunzione WPY
 Bilancia a piattaforma C315
 Bilance WLY per controllo CPC
 C315.D Bilance pesa neonati
 Bilancia di precisione WLC
 Supporti di pesata C315.4P2
 Bilancia a piattaforma C315.4
 Bilance pesa persone C315.O
 Bilance WPY per controllo CPC
 Bilance pesa pallet C315.4P
 Bilancia a piattaforma H315 4C

Bilance pesa persone C315.OW
 Bilancia di precisione WLY
 Bilancia di precisione WLC C/2
 Terminale di pesata PUE 7.1
 Bilance per uffici postali pesa pacchi
 Terminale di pesata PUE C315
 Bilancia analitica AS R1 PLUS
 Bilance pesa letti C315.4B Bed scales
 Bilance a sedia C315.K Chair scales
 Bilance pesa letti con rampa di caico C315.8B