



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RMK

Pokrowiec materiałowy do mikrowag MYA 5Y

WX-001-0432



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Wykonany z materiału, zabezpiecza obudowę wagi przed zakurzeniem, zabrudzeniem itp.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Mikrowaga MYA 5Y