



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,RMK](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,RMK)

# Pokrowiec materiałowy do mikrowag MYA 5Y

WX-001-0432



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Wykonany z materiału, zabezpiecza obudowę wagi przed zakurzeniem, zabrudzeniem itp.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Mikrowaga MYA 5Y