



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,RTH

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 1 kg), Holz-Etiu

OK-301-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse | F2 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 2 110 g |
| Nominalwert | 1 g – 1 kg |
| Anzahl | 13 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel