



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,RTH](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,RTH)

## Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 110 g
Wartość nominalna	1 g – 1 kg
Ilość	13 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle