



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RW7

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie plastikowe

OK-402-0069



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	6 110 g
Wartość nominalna	1 g – 2 kg
Ilość	15 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle