



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,RW7](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,RW7)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 2 kg), plastik kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	6 110 g
Nominal değer	1 g – 2 kg
Quantity	15 adet

### İle uyumlu

Fırçalar