



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,RYF](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,RYF)

# Peso padrão F1 - peso cilíndrico com 4 parafusos de suporte - 1000 kg - caixa de serviço

OP-204-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	F1
Construção	
Material	aço inoxidável
Valor nominal	1000 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis