



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,RYF](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,RYF)

# Pesas de clase F1 - cilíndrico con 4 tornillos - 1000 kg - caja de servicio

OP-204-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

### Construcción

Material Acero inoxidable

Valor nominal 1000 kg

## Trabaja con (Additional Fee)

Cepillos