



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,RYF](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,RYF)

# Poids de la classe F1 - cylindrique - 1000 kg - boîtier de service

OP-204-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	1000 kg

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux