



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,RYF

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytami 1000 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1000 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle