



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,RYF](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,RYF)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytyami 1000 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F1              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 1000 kg         |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle