



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,S4G](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,S4G)

## Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 200 g), caja de madera



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	611,11 g
Valor nominal	1 mg – 200 g
Número	23 pieza

### Trabaja con

Pinzas

Cepillos