



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,S4G

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 200 g), tahta kutu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|-----------------|
| OIML sınıfı | F2 |
| Konstrüksiyon | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 611,11 g |
| Nominal değer | 1 mg – 200 g |
| Quantity | 23 adet |

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar