



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,S93

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 1 g

OP-303-0046



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle