



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,S9L

Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 50 g), estojo de madeira

OK-101-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	111,11 g
Valor nominal	1 mg – 50 g
Quantidade	20 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis