



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,S9L

Cylindrique, ensemble (1 mg - 50 g), boîte en bois

OK-101-0040



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	E2
--------------------------	----

Construction

Matière	Acier inoxydable
Masse	111,11 g
Valeur nominale	1 mg – 50 g
Nombre	20 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux