



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,SCH

Kabel P0108

WX-013-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS 232: Waage - Computer. Kabellängen: 1,7 m. Kompatibel mit:

- Waagen, die über das Terminal PUE C315
- PUE C315-Terminal

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Plattformwaage C315
 Waagen WLY für FPVO
 Analysenwaage AS X7
 Waagen PS X7 für FPVO
 Babywaage C315.D
 Präzisionswaage WLC
 Präzisionswaagen PS R2
 Balkenwaagen C315.4P2
 Präzisionswaage WLC X7

Personenwaage C315.OW
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage WLY
 Automatische Massekomparator UMA
 Präzisionswaage PS X7
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
 Robotische Massekomparatoren
 Dichte-Massekomparatoren
 Präzisionswaage WLC C/2
 Wägemodule MAS.R2
 Präzisionswaage PS R1
 Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
 Analysenwaage AS R2 PLUS

Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Personenwaage C315.0
Waagen WPY für FPVO
Palettenwaagen C315.4P
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Wägemodule MPS.M.R2
Feuchtebestimmer MA R
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4
Präzisionswaage PS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WTC
Plattformwaage
H315 4C

Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Postwaage für Pakete
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Wägeterminal PUE C315
Wägemodule MAS.R1
Wägemodule MPS.M.R1
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Bettenwaage C315.4B
Wägemodule MPS.T.R1
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Stuhlwaage C315.K
Wägemodule MAS.1.Y
Auffahrbettenwaage C315.8B