



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,SCH

Cable P0108



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

RS232 cable para la conexión de una balanza o un ordenador. Longitud del cable: 1,7 m Trabaja con:

- Balanzas con terminal PUE C315
- Terminal PUE C315

Trabaja con

Analizador de Humedad
 MA X7.IC.A
 Módulo de pesaje MU YA
 Báscula multifuncional WPY
 Báscula multifuncional C32
 Analizador de HumedadMA 5Y
 Báscula de plataforma C315
 Balanzas WLY para CCE
 Analizadores de HumedadMA X2.IC.A
 Balanza analítica AS X7
 Balanza de precisión PS X2
 Balanzas analíticas AS X2 PLUS
 Balanzas PS X7 para CCE
 Balanza para bebés C315.D

Comparador de masa automático AK-4
 Balanzas PS 5Y para CCE
 Comparador de masa automático AKM-2
 Balanza de precisión PS R2.H
 Balanza de precisión WTC
 Báscula de plataforma H315 4C
 Báscula Pesapersonas C315.OW
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
 Balanza de precisión WLY
 Comparador de masa automático UMA
 Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
 Comparadores de masa robóticos
 Comparadores para la medición de densidad
 Balanza de precisión WLC C/2

Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS R2
Básculas de patines C315.4P2
Balanza de precisión WLC X7
Balanzas PS X2 para CCE
Analizadores de HumedadMA X2.A
Módulo de pesaje MAS
Módulo de pesaje MPS
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Analizador de Humedad
MA X7.A
Báscula Pesapersonas C315.0
Balanza de precisión PS X7
Balanzas WPY para CCE
Básculas para paletas C315.4P
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
Analizador de HumedadMA 5Y.IC
Analizador de HumedadMA R
Balanza analítica AS 5Y

Balanza de precisión PS R1
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Balanza de precisión PS 5Y
Básculas para paquetería
Comparadores de masa automáticos al vacío
Módulo de pesaje MAS1
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Terminal de pesaje PUE C315
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Balanza analítica AS R1 PLUS
Balanza de cama C315.4B
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Bascula de silla C315.K
Balanza de cama con rampa C315.8B