



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,SCH

Câble P0108

WX-013-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Nazwa wagi uzupełnia się dynamicznie.

Le câble RS 232 connecte la balance avec l'ordinateur. 1, 7 m est la longueur standardisée du câble. Il existe la possibilité d'appliquer le câble aux:

- balances avec lesterminaux PUE C315
- terminaux PUE C315

Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur MA X7.IC.A
 Balance multifonctionnelle WPY
 Balance multifonctionnelle C32
 Dessiccateur MA 5Y
 Balance étanche de rampe C315
 Balances WLY pour CPP
 Balance analytique AS X7
 Balances PS X7 pour CPP
 Balance pèse-bébé C315.D

Balance pèse-personne C315.OW
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
 Balance de précision WLY
 Comparsateur automatique de masse UMA
 Modules MAS.R1
 Comparsateur manuel de masse APP 5Y.KO
 Modules MPS.M.R1
 Comparsateurs de masse robotisés
 Comparsateurs pour la mesure de la densité

Balance de précision WLC
Balance de précision PS R2
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance de précision WLC X7
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Dessiccateur MA X7.A
Balance pèse-personne C315.O
Balance de précision PS X7
Balances WPY pour CPP
Pèse-Palette C315.4P
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO
Dessiccateur MA 5Y.IC
Modules MPS.M.R2
Dessiccateur MA R
Balance analytique AS 5Y
Comparateur automatique de masse AK-4
Balances PS 5Y pour CPP
Comparateur automatique de masse AKM-2
Balance de précision PS R2.H
Balance de précision WTC
Balance à plateformes H315 4C

Balance de précision WLC C/2
Modules MAS.R2
Balance de précision PS R1
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB
Balance analytique AS R2 PLUS
Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Balance de précision PS 5Y
Balances pour colis
Comparateur de masse automatiques à vide
Modules MAS1
Dessiccateur PMV 5Y
Modules MPS.T
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO
Terminal de pesage PUE C315
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO
Balance analytique AS R1 PLUS
Balance lits C315.4B
Nano-Comparateur NANO.AK-4.500.5Y
Chaise Balance C315.K
Balance lits à rampes C315.8B