



Przewód P0108

WX-013-0003



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód RS 232: waga - komputer. Standardowa długość przewodu: 1,7 m. Pasuje do:

- Wagi z terminalem PUE C315
- Terminal PUE C315

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A
 Waga wielofunkcyjna WPY
 Waga wielofunkcyjna C32
 Wagosuszarka MA 5Y
 Waga platformowa C315
 Wagi WLY do KTP
 Waga analityczna AS X7
 Wagi PS X7 do KTP
 Waga niemowlęca C315.D
 Waga precyzyjna WLC
 Waga precyzyjna PS R2
 Wagi płozowe C315.4P2
 Waga precyzyjna WLC X7
 Waga platformowa C315.4

Waga precyzyjna WTC
 Waga platformowa H315 4C
 Waga osobowa C315.OW
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
 Waga precyzyjna WLY
 Automatyczny komparator masy UMA
 Manualny komparator masy APP 5Y.KO
 Robotyczne komparatory masy
 Komparatory do pomiaru gęstości
 Waga precyzyjna WLC C/2
 Moduły MAS.R2
 Waga precyzyjna PS R1
 Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
 Waga analityczna AS R2 PLUS

Waga precyzyjna C32.PM
Wagosuszarka MA X7.A
Waga osobowa C315.O
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Wagi paletowe C315.4P
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Moduły MPS.M.R2
Wagosuszarka MA R
Waga analityczna AS 5Y
Automatyczny komparator masy AK-4
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Automatyczny komparator masy AKM-2
Waga precyzyjna PS R2.H

Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Wagi pocztowe do paczek
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy
Wagosuszarka PMV 5Y
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Terminal wagowy PUE C315
Moduły MAS.R1
Moduły MPS.M.R1
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Waga łózkowa C315.4B
Moduły MPS.T.R1
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
Waga krzeselkowa C315.K
Moduły MAS.1.Y
Waga łózkowa najazdowa C315.8B