



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,SE3](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,SE3)

# Wzorzec masy klasy F2 - dźwigar 2 g

OS-101-0008



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F2
Wartość nominalna	2 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle