



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,SH6

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 5 g), caja de madera

OK-201-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 6,11 g

Valor nominal 1 mg – 5 g

Número 16 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos