



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,SH6](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,SH6)

# Cylindrique, ensembles (1 mg - 5 g), boîte en bois

OK-201-0070



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6,11 g
Valeur nominale	1 mg – 5 g
Nombre	16 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux