



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,SH6

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie drewniane

OK-201-0070



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 5 g
Ilość	16 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle