



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,SKL](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,SKL)

## Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 50 g), boîte en bois

OK-401-0071



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	M1
Masse	110 g
Valeur nominale	1 – 50 g
Nombre	8 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux