



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,SKL

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie drewniane

OK-401-0071



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle