



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,SKL](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,SKL)

## Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 50 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	110 g
Wartość nominalna	1 – 50 g
Ilość	8 szt

### Pasuje do

Pędzle